

# MICROFLOW S



## Výkon a jednoduchost

- Kapesní tužkový doppler
- Snadná obsluha
- Indikace dopředného a zpětného toku
- Transportní kufřík (na přístroj a příslušenství)
- Tenké, lehké a přesné tužkové sondy
- Minimální provozní náklady

## Charakteristika přístroje

- **Rozměry:** 80 x 145 x 36,5 mm
- **Hmotnost:** 200 g
- Dopplerovské **sondy** s frekvencí **4 MHz** a/nebo **8 MHz** (kontinuální)
- Výkon ultrazvuku < 50mW/cm<sup>2</sup>
- Simultánní indikace dopředného a zpětného toku červenými a modrými LED diodami.
- **Napájení:** 9V baterie
- Automatické vypnutí při nepoužívání

## Ovládací prvky

- On/Off
- Hlasitost + a Hlasitost -
- Indikátor stavu nabití baterie
- Indikátory směru toku

## Bezpečnost a kompatibilita

- IEC 601-1
- IEC 60601-1-2
- Navrženo a vyrobeno s certifikovaným systémem jakosti ISO 9001 / ISO 13485
- CE certifikát

## Volitelné příslušenství

- Sterilizovatelná intraoperativní sonda 8 MHz

## Aplikace

- Detekce krevního toku
- Detekce slabého pulsu
- Pooperativní vyšetření po cévním chirurgickém výkonu
- Měření tlaků (tibial, pedial)



**Aktuální info a ceny na [www.medata.cz](http://www.medata.cz)**