

## Čisté ultrazvukové zobrazení, kterému můžete věřit

- ✓ Bez nutnosti uzavírat smlouvu
- ✓ 3-letá standardní záruka
- ✓ Neomezený počet uživatelů
- ✓ Neomezený prostor v cloudu



### Nejvyšší možná kvalita obrazu

- Vysoce kvalitní HD zobrazování srovnatelné se stacionárními přístroji
- Automatizovaná nastavení obrazu jsou optimalizovaná na základě vyšetřovací aplikace
- Optimální výsledky s pomocí specializovaných skenerů, nedosažitelné oboustrannými skenery nebo skenerem s výměnnými hlavicemi

### Spolehlivá mobilita

- Bezdrátová svoboda: žádné kabely o které se zakopává, nebo které se lámou, menší riziko přenosu infekce během vyšetřovací procedury
- Stabilní připojení pomocí Clarius unikátní multi-kanálové Wi-Fi architektury

### Jednoduché použití

- Ultrazvuková technologie Zamiř a Snímej™ odstraňuje potřebu nastavovat přepínače a knoflíky
- Umělá inteligence nastavuje parametry v reálném čase
- Kompaktní a voděodolné zařízení, které funguje jako komplexní konvenční sonograf



Model skeneru	Frekvence	Maximální hloubka	Specializace - Aplikace
<b>C3 HD</b>	2-6 MHz	40 cm	Abdomen, EMED, EMS, OB/GYN, primární péče, urologie...
<b>L7 HD</b>	4-13 MHz	11 cm	Anestezie, prsa, muskuloskeletál, léčba bolesti, cévy, chirurgie...
<b>L15 HD</b>	5-15 MHz	7 cm	Anestezie, prsa, thyroïd, muskuloskeletál, cévy, chirurgie....
<b>L20 HD</b>	8-20 MHz	4 cm	Dermatologie, muskuloskeletál, pediatrie-neonatal, plastická chirurgie, podiatrie, revmatologie, vaskulární přístup...
<b>C7 HD</b>	3-10 MHz	18 cm	Novorozence, pediatrie, veterinární medicína...
<b>PA HD</b>	1-5 MHz	40 cm	Kardiologie, kritická péče, EMED, EMS, Abdomen, OB/GYN...
<b>EC7 HD</b>	3-10 MHz	15 cm	Neplodnost-reprodukční péče, OB/GYN, urologie...

### V základní ceně přístroje je:

- B- a M-mód
- Barevný Doppler
- Výkonový Doppler
- 1 hodina on-line zaškolení
- Neomezená živá telemedicína
- Opce : PW, Elasto, zvýraznění jehly, ...